

vsign100

El monitor vsign100 es un monitor de vigilancia, alimentado por red y con baterías (opción), se pueden poner hasta 2 baterías por unidad con lo cual es apto para monitorizar los pacientes también durante el transporte.

El monitor vsign100 está disponible en las dos versiones con y sin opción EtcO₂ incorporada.

El aparato puede proporcionar varias informaciones sobre las condiciones del paciente, seleccionables según las distintas exigencias. Las señales biométricas proporcionadas por el aparato incluyen:

- ECG
- Frecuencia cardiaca
- Medición del tramo ST
- Frecuencia respiratoria
- Presión sanguínea no invasiva, sistólica, diastólica y media
- Porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, conseguido midiendo las variables durante el ciclo de pulsación de la sangre arteriosa en los tejidos SpO₂
- Temperatura corporal medida en dos puntos
- Presión sanguínea invasiva medida en dos puntos, máxima, sistólica, diastólica y media.
- EtcO₂ (opción)

El aparato también es capaz de visualizar seis trazados en pantalla:

- ECG hasta dos trazados
- Onda Respiración
- Presión Invasora dos canales
- Onda pletismográfica
- Capnógrafo (opción)

El usuario puede configurar los valores de alarma, para cada parámetro medido, actuando sobre las teclas del panel frontal.

vsign100 se puede equipar con una impresora térmica de 2 canales (opción) capaz de imprimir un trazado ECG (seleccionable por el usuario) más un ulterior trazado entre aquellos visualizados; es posible también imprimir la evolución en forma de tabla de los parámetros memorizados.

A través del puerto VGA Out (opción) es posible conectar un monitor estándar que permite repetir la pantalla del vsign100.

Las entradas ECG de vsign100 están protegidas contra las interferencias causadas por bisturí eléctrico por lo que el aparato se puede utilizar también en el quirófano.

vsign100



CE
0476



Uso previsto

vsign100 es un monitor de paciente, capaz de capturar y visualizar simultáneamente hasta 6 trazados en tiempo real, en la pantalla LCD integrada.

El aparato se destina al control de las funciones cardíacas y/o al diagnóstico del estado de salud del Paciente, incluidas las circunstancias en las cuales una variación de las funciones cardíacas podría constituir un peligro inmediato para el Paciente. El uso propio del aparato es en ámbito médico. El aparato debe ser utilizado por personal cualificado y oportunamente formado, de manera conforme a las instrucciones presentadas en el Manual del Usuario.

El aparato debe ser manejado con cuidado y con todas las precauciones oportunas por lo que respecta a golpes, vibraciones, fuentes de calor, líquidos y cuanto otro pueda dañarlo.

Todas las advertencias referentes a los riesgos residuos están indicadas y resaltadas en el Manual del Usuario, en el correspondiente Capítulo "Advertencias".

El monitor vsign100 cumple las Directivas para Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

Características técnicas generales

Parámetros medidos

ECG
NIBP
SpO₂
Respiración
IBP (2 canales)
Temperatura (2 canales)
EtCO₂ (opción)

Parámetros analizados

HR
ST
NIBP (Sistólica/Diastólica/Media)
Saturación SpO₂, Pulso
Resp
IBP 1/2
Temp 1/2
EtCO₂ (opción)
FiCO₂ (opción)

Especificaciones de la pantalla

TFT Color LCD
Visualización trazados: Deslizamiento
Medidas pantalla: 10.4 inch - 26,42 cm
Resolución: VGA (640X480)
Velocidad trazado: 6,3 – 12,5 – 25 – 50 mm/s
Bloqueo trazado: Disponible función de bloqueo (freeze)
Trazados visualizados: ECG, SpO₂, IBP 1/2, Resp, EtCO₂
Número de trazados en pantalla: 6 Trazados
Parámetros visualizados: FC, SpO₂, Pulso, NIBP, IBP 1/2, Temp 1/2, EtCO₂, FiCO₂

vsign100



CE
0476



Descargue aquí
folletos Cardioline

C/Pasaje Arrahona, 33-37 local 9 P.I. Santiga, 08210 - Barberà del Vallés
Tel. 93.719.49.10 - Fax 93.729.03.44 - cardioline@cardioline.es - www.cardioline.es

www.cardioline.es

ECG

Derivaciones ECG: 7 derivaciones (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)
 Entrada: Protección contra altas frecuencias de bisturí eléctrico (ESU) y desfibrilador
 Filtros: Filtros alta frecuencia. Filtros red 50/60Hz
 Impedancia de entrada: Mayor que 5 M ohmios (50/60)
 CMRR: Mayor que 120dB
 Banda pasante: 0.5 ~ 20 Hz, 0.5Hz ~ 54Hz, 0.5Hz ~ 100Hz
 Ganancia: 2.5, 5, 10, 15, 20 mm/mV
 Forma de onda calibración: mVp-p última forma de onda, $\pm 10\%$
 Intervalo entrada: $\pm 5\text{mV DC OFFSET}$: de -300mV a +300mV

HR - Frecuencia cardiaca

Intervalo de medición: 20 ~ 300 bpm
 Precisión: ± 2 bpm (sobre el valor medido)
 Intervalo alarma: Límite alarma superior - 30 ~ 295, OFF
 Límite alarma inferior - OFF, 25 ~ 290

SpO₂ - Pulsioxímetro

Intervalo de medición: 20 ~ 100% SpO₂
 Precisión: 70 ~ 100% SpO₂: $\pm 2\%$
 50 ~ 69% SpO₂: $\pm 3\%$
 20 ~ 49% SpO₂: ND
 Intervalo alarma: Límite alarma superior - 21 ~ 99%, OFF SpO₂
 Límite alarma inferior - OFF, 21 ~ 99% SpO₂
 Intervalo pulso: 20 ~ 300 bpm
 Precisión medición pulso: ± 2 bpm

NIBP - Presión no invasiva

Método de medición: Oscilométrico, mediciones automáticas
 Valores medidos: Sistólica, Diastólica y presión media
 Intervalo de medición:

Presión	Adulto	Bebé
Sistólica	60 ~ 270 mmHg	50 ~ 130 mmHg
Media	45 ~ 255 mmHg	40 ~ 120 mmHg
Diastólica	40 ~ 245 mmHg	30 ~ 100 mmHg

Precisión: ± 8 mmHg (Sistólica, Diastólica), ± 5 mmHg (Media)
 Presión máxima: Adulto - 300 mmHg ± 5 mmHg;
 Bebé - 150 mmHg ± 5 mmHg

Intervalo alarma:

	Pantalla	Alto	Bajo
NIBP [mmHg]	Sistólica	40 ~ 295, OFF	OFF, 35 ~ 290
	Diastólica	30 ~ 285, OFF	OFF, 25 ~ 280
	Media	35 ~ 290, OFF	OFF, 30 ~ 285

Tipo medición: Manual, Automática, intervalo 2, 5, 10, 30, 60, 120 minutos

Respiración

Intervalo de medición: 0 ~ 150 rpm
 Precisión: ± 2 rpm
 Velocidad trazado: 6,3 - 12,5 - 25 - 50 mm/s
 Amplitud trazado: 0,5 - 1 - 2 - 4 OHM
 Intervalo alarma apnea: OFF, 10 ~ 40 s

vsign100



CE
0476



Descargue aquí
folletos Cardioline

C/Pasaje Arrahona, 33-37 local 9 P.I. Santiga, 08210 - Barberà del Vallès
 Tel. 93.719.49.10 - Fax 93.729.03.44 - cardioline@cardioline.es - www.cardioline.es

www.cardioline.es

IBP 1/2 (Presión invasiva, opción)

Intervalo de medición: -40 ~ 360 mmHg
 Canales: 2 canales
 Precisión: ± 2 mmHg
 Rango ajuste auto cero: ± 200 mmHg
 Intervalo alarma:

	Pantalla	Alto	Bajo
IBP 1/2 [mmHg]	Sistólica	40 ~ 295, OFF	OFF, 35 ~ 290
	Diastólica	30 ~ 285, OFF	OFF, 25 ~ 280
	Media	35 ~ 290, OFF	OFF, 30 ~ 285

Temperatura 1/2 (opción)

Intervalo de medición: 10 ~ 45 C°
 Precisión: $\pm 0,1$ C°
 Intervalo alarma:
 Límite alarma superior -20,0 C° ~ 49.9 C°, OFF
 Límite alarma inferior OFF, 10.1 C° ~ 40.0 C°

EtCO₂ : End-Tidal CO₂ (opción)

Método de medición: Microstream
 Intervalo de medición: 0 ~ 99 mmHg
 Temperatura: 0 ~ 50 C°
 Precisión:

Tiempo	* Densidad CO ₂	Precisión
0 ~ 20 min	0~38 mmHg	± 4 mmHg
	39~99 mmHg	$\pm 12\%$
Al cabo de 20 min	0~38 mmHg	± 2 mmHg
	39~99 mmHg	$\pm 5\%$ de la lectura + 0.08% cada 1 mmHg (por encima de 38 mmHg)

* 760 mmHg

Intervalo medición

Respiración: 0 ~ 150 bpm
 Precisión respiración: 0 ~ 70 bpm ± 1 bpm
 71 ~ 120 bpm ± 2 bpm
 121 ~ 150 bpm ± 3 bpm

Tiempo de activación: Auto-test de 30 segundos al encender el aparato

Muestreo: 50 ml/min ± 7.5 ml/min

Calibración: al cabo de 1 año o 4000 horas de funcionamiento

Tiempo de respuesta: 2,9 segundos después de la medición

Impresora (opción incluida en el precio en 2013)

Método de impresión: Matriz Térmica

Tipo: Interna

Impresión Modalidad: Formas de onda (ECG + 1 trazado elegido entre SpO₂, IBP1, IBP2, RESP, EtCO₂ (máx. 2 formas de onda)
 Formas de onda (máx. 2 formas de onda) + Trend (evolución)

Ancho papel: 57 mm

Evolución

Parámetros: Frecuencia cardiaca, SpO₂, Pulso, NIBP, IBP 1/2, Temp1/2 (Temperatura), EtCO₂ 72 Horas (resolución 1 minuto: Datos guardados 4.320)

vsign100



CE
0476



Descargue aquí
folletos Cardioline

C/Pasaje Arrahona, 33-37 local 9 P.I. Santiga, 08210 - Barberà del Vallés
 Tel. 93.719.49.10 - Fax 93.729.03.44 - cardioline@cardioline.es - www.cardioline.es

www.cardioline.es

CARDIOLINE

Interfaces

Puerto RS-232C

Puerto LAN

Puerto VGA para monitor repetidor, (opción)

Especificaciones físicas

Medidas: 310 × 290 × 160 mm (AxPxH)

Peso: 7.5kg (batería incluida)

Alimentación eléctrica: CA 100~240V, 50/60Hz, 90VA

Batería (opción): 12V 2.3Ah Iones de Litio, posibilidad de poner hasta 2 baterías

Tiempo de recarga: 7 horas

Autonomía con batería: 50 minutos (1 batería)

Especificaciones ambientales

Temperatura de

funcionamiento: 10°C ~ 45°C

Almacenamiento: -10°C ~ 50°C

Humedad

Funcionamiento: 30 ~ 85%

Almacenamiento: 20 ~ 95%

Presión atmosférica

Funcionamiento: de 70 a 106 kPa

Almacenamiento: de 70 a 106 kPa

Clasificación

Clasificación según

norma 93/42 CEE:

Clase: Clase IIb.

Clase: I, tipo CF para ECG, Resp, IBP y EtCO₂, BF para

SpO₂, NIBP y Temp.

Seguridad y Conformidad
a normas:

EN 60601-1: 1990+A1:1993+A2:1995;
IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 EN 865: 1997,
EN 475: 1995, IEC60601-2-30: 1999,
IEC60601-2-27: 1994 IEC 60601-2-34: 1995,
prEN 12470-4: 1999

Nivel ruido: Clase "B" según IEC/EN60601-1; supresión del ruido
nivel B según norma IEC/EN 60601-1-2

Grado de protección IP: IPX 0

vsign100



CE
0476

5



Descargue aquí
folletos Cardioline

C/Pasaje Arrahona, 33-37 local 9 P.I. Santiga, 08210 - Barberà del Vallés
Tel. 93.719.49.10 - Fax 93.729.03.44 - cardioline@cardioline.es - www.cardioline.es

www.cardioline.es

Equipamiento Estándar

- 88020041 vsign100 monitor multiparamétrico IEC
 88020042 vsign100 con EtcO₂ monitor multiparamétrico IEC completo de:
- manual de uso
 - cable alimentación
 - cable paciente, botón - 5 hilos IEC
 - electrodos desechables
 - R8930538 sensor SpO₂, de dedo, adulto
 - 69400035 NBP brazalete, estándar, visgn
 - 69400045 tubo NIBP vsign
 - 8743565 papel térmico, 50mm, visgn

Accesorios

- 36510155 manual de uso R8950060 cable paciente, botón - 5 hilos IEC
 69400041 batería para vsign100
 66030031 electrodos desechables
 R8930539 IBP kit presión invasiva - desechable
 R8930538 sensor SpO₂, de dedo, adulto
 R8930545 sensor SpO₂ en Y, pediátrico
 69400032 sensor SpO₂ en Y, adulto/bebé - desechable, paquete 25 un.
 69400033 sensor SpO₂ en Y, pediátrico - desechable, paquete 25 un.
 69400034 alargador sensor SpO₂,
 69400035 NBP brazalete, estándar, visgn
 69400053 brazalete *large* vsign
 69400036 NBP brazalete, pediátrico, vsign
 69400037 brazalete bebé vsign (a,b,c 10 cada)
 69400045 tubo NIBP vsign
 69400038 sensor temperatura vsign - rectal
 69400039 sensor temperatura vsign - externo, adulto
 69400040 sensor temperatura vsign - externo, bebé
 8743565 papel térmico, 50mm, visgn
 63090293 carrito vsign100
 69400056 EtCO₂ FilterLine H disp. Adult/Ped.25pcs
 69400057 EtCO₂ FilterLine H disp. Infant/Neo 25pc
 69400062 EtCO₂ CapnoLine H Adult Non-intub. 25pcs
 69400063 EtCO₂ CapnoLine H Ped. non-intub.25pcs
 69400064 EtCO₂ CapnoLine Neonatal non int. 25pcs

vsign100



CE
0476

